



machouyou

la transition en douceur

Comment est né le Machouyou ?



Au cours de ses nombreuses années de consultation, le chirurgien-dentiste Philippe COAT fait face aux déformations provoquées par le pouce et la tétine :



Formation de béances
(mâchoire fermée, les
dents sont écartées)



Mauvais
positionnement
mandibulaire




Déglutition atypique

Pour aller plus loin...

Si les nourrissons ont le besoin de téter, il a été démontré que la succion au-delà de deux ans risque de créer des déséquilibres, et notamment posturaux.



Béance avec mauvais positionnement mandibulaire



Nous avons donc inventé la solution aux suctions prolongées !



Le Machouyou pour stopper les suctions



Le Machouyou est un **dispositif médical** qui aide à **arrêter en douceur la tétine ou le pouce**.

- ✎ Sans BPA, en silicone médical et colorant alimentaire
- ✎ Taille unique : le Machouyou convient aux enfants de 2 ans comme aux adultes !
- ✎ Se lave au savon et à l'eau claire, passe au lave-vaisselle
- ✎ Fabriqué en France

Qui peut utiliser le Machouyou ?

Le Machouyou s'utilise à **partir de 2 ans** pour stopper les suctions et rééduquer la langue. Sa taille convient également aux adultes qui souhaitent arrêter le pouce.

Jusqu'à environ 6 ans, la mâchoire est malléable. L'utilisation du Machouyou à cette période là favorise le développement harmonieux du palais et le bon positionnement des dents.



Béance atténuée en 3 mois
grâce au port quotidien du Machouyou

Comment utiliser le Machouyou ?

Il se porte en bouche, langue au palais

-

Il doit être porté
minimum 1h par jour et la nuit

-

Il faut supprimer toutes les sources
de succion (tétine, biberon...)



Il ne doit pas être mordu,
ce n'est pas un anneau de dentition

-

Faites consulter le **mode d'emploi** et les **conseils**
à vos clients sur www.machouyou.com ou sur
notre **application gratuite**



*Pour télécharger notre appli,
c'est par ici !*

Qui est Miss Brossette ?

Miss Brossette est une petite brosse à dents en silicone qui se met sur le doigt. Ses picots souples permettent de masser les gencives et d'appliquer les gels gingivaux plus facilement. **Miss Brossette** est également une aide précieuse pour l'apprentissage du brossage et pour le soin des personnes handicapées.



- Sans BPA, en silicone
- Se lave au savon et à l'eau claire, peut être stérilisée à froid
- Fabriquée en France